



Dynamic Ankle

Beschreibung

Stabile Orthese mit Fussplatte und einstellbarer Dorsalextension / Plantarflexion im OSG, Verhinderung Talusvorschub. Kann in praktisch allen Schuhen getragen werden durch feines Design. Für Sport geeignet.

Anwendung

Konservative Behandlung von chronischen oder akuten Bandinstabilitäten im OSG und USG Prophylaktisch nach erfolgreicher konservativer oder operativer Behandlung, zum sportlichen Wiedereinstieg oder bei speziellen Belastungen z. B. Arbeit, Gehen in unebenem Gelände

