



Fuss mit einstellbarem Sprunggelenk

Beschreibung

Der hier abgebildete Elation-Fuss kann vom Prothesenträger selbst auf spezifische Absatzhöhen stufenlos eingestellt werden. Somit ist das Tragen hoher Absätze als auch flacher Schuhe möglich. Oberschaft führt und stabilisiert z.B beim Skifahren

Anwendung

Die Beinprothese kann in diversen unterschiedlichen Schuhen getragen werden, da die Absatzhöhe individuell einstellbar ist.

