



Fussbettung nach Gipsmodell

Beschreibung

Weichbettung nach Mass für Schuhe mit viel Platz. Sandwichbauweise nach Tiefziehtechnik mit verschiedenen weichen Materialien. Shore-Härte 15-40.

Anwendung

Weichbettungen für ausgeprägte Fussprobleme bei sehr schwierigen, deformierten Füßen, insb. zur Vermeidung von Überlastung der Fusssohle, bei rigiden Fussstrukturen, USG/OSG Arthrodeese, Polyarthritits und Diabetes.

