



## Fussbettung nach Gipsmodell

### Beschreibung

Weichbettung nach Mass für Schuhe mit viel Platz. Sandwichbauweise nach Tiefziehtechnik mit verschiedenen weichen Materialien. Shore-Härte 15-40.

### Anwendung

Weichbettungen für ausgeprägte Fussprobleme bei sehr schwierigen, deformierten Füßen, insb. zur Vermeidung von Überlastung der Fusssohle, bei rigiden Fussstrukturen, USG/OSG Arthrodesse, Polyarthritits und Diabetes.

