



Fusseinlage Ganzsohlig

Beschreibung

Ganzsohliche Schuheinlagen nach Mass mit je nach Indikation stützender (führender), bettender (gleichmässige Druckverteilung), korrigierender und entlastender Wirkung. Sandwichbauweise, Shore-Härte 35–50. Geeignet für Schuhe mit viel Volumen oder auswechselbarer Innensohle.

Anwendung

Fussprobleme, insb. für Sport und Alltag bei Spreizfuss (mit oder ohne Hallux valgus, Kleinzehendeformitäten und Metatarsalgien), Knick-Senkfuss, Knick-Plattfuss und Hohlfuss

