



Fusseinlagen Wellfit

Beschreibung

Individuell modellierte, CNC-gefräste Schuheinlage nach Mass mit - je nach Indikation - stützender (führender), korrigierender, bettender (gleichmässige Druckverteilung) und entlastender Wirkung. Einlagen sind genau reproduzierbar für Schuhe mit auswechselbarer Innensohle. Shore-Härte 30-60 wählbar.

Anwendung

Fussprobleme, insb. bei Spreizfuss (mit oder ohne Hallux valgus, Kleinzehendeformitäten und Metatarsalgien), Knick-Senkfuss (Insuffizienz des Tibialis posterior), Knick-Plattfuss, Hohlfuss und Pes varus (bei Insuffizienz der Peronealsehne)

