



Grüezibrace

Beschreibung

Das Grüezibrace ist eine Schulterorthese welche mit längsverstellbaren Platten ausgestattet ist. Dies ermöglicht ein optimale PassformEinstellung der ganzen Orthese. Das Grüezibrace ist mit frotteebezogenen PE Schaum abgepolstert und garantiert so einen hohen Tragekomfort.

Anwendung

Postoperative Ruhigstellung nach Rekonstruktion der Rotatorenmanschette

Vordere sowie hintere Schulterluxation in 10° Aussenrotation oder in Neutralstellung

