



## Innensohlenmessung

### Beschreibung

Flexible Druckmesssohle, welche zwischen Fuss und Einlage gelegt wird. Der Mittelwert und der Höchstwert der Belastung nach einer Serie von Schritten wird automatisch ermittelt. Messergebnisse können ausgedruckt werden. Verordnungstext: Plantare Druckmessung im Schuh.

### Anwendung

Dynamische Messung Fusssohlenbelastung im Schuh, insb. beim Sportler und diabetischem-angiopatischem Fuss.

