



Keilkissen plastifiziert

Beschreibung

Keilsitzkissen zur Verstärkung der Lordose und Verminderung der Hüftflexion. Durch das nach vorne Abfallen des Oberschenkels ist die Hüftflexion beim Sitzen verringert. Pflegeleicht und rutschfest.

Anwendung

Verstärkung der Lordose und Verminderung der Hüftflexion zur Entlastung bei Lumbalgien, verminderter Hüftbeweglichkeit und Haltungproblemen sowie nach Hüftgelenkersatz.

Artikel	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Keilkissen plastifiziert 38x38 5/1cm, blau	Fr. 69	r1010100 0018
Keilkissen plastifiziert 38x38 5/1cm, türkis	Fr. 69	r1010100 0019
Keilkissen plastifiziert 38x38 5/1cm, bordeaux	Fr. 69	r1010100 0020

