



## Kompressions-BH Eva mit Hakenverschluss

amoena

### Beschreibung

Doppellagiger BH im Brustbereich mit hohem Baumwollanteil. Gemoldete Cups und durchweg flache Nähte vermeiden Irritationen, das flache, eng anliegende und schmale Unterbrustband kann sich nicht aufrollen. Breite, verstellbare Träger mit Klettverschluss, 2-fach verstellbarer Hakenverschluss vorne, zur Einstellung des gewünschten Kompressionsdrucks. Hautfreundlich und Atmungsaktiv. Einfache Handhabung, ermöglicht selbständiges Aus- und Anziehen.

### Anwendung

Nach allen plastisch, chirurgischen Eingriffen (Brustvergrößerung, Brustverkleinerung oder Wiederaufbau). Unterstützt die Heilungsprozesse durch kontrollierte Kompression im Narbenbereich und entlastet die Lymphabflusswege.

