



Korsett Trois Valves

Beschreibung

Massangefertigtes (CAD-Daten), kurzes Schalenkorsett mit Öffnung vorne Kontrolle des Behandlungserfolges durch regelmässige stehende oder sitzende radiologische Kontrollen, nur AP

Anwendung

Konservative Behandlung von lumbalen Skoliosen mit einem Cobbwinkel bis 35°, insb. bei geh- und nichtgehfähigen Kindern von 6 bis 16 Jahren, z.B. idiopathische, neuromuskuläre Formen und CP

