



## Künzli Ortho



### Beschreibung

Stabilschuh mit einstellbarem Volumen durch Schnürung bis in den Vorfussbereich. Eignet sich speziell für die Anwendung tagsüber. Für längere Tragedauer. Andere Modelle und Schuhtzurichtungen sind möglich.

### Anwendung

Konservative Behandlung von chronischen oder akuten Bandinstabilitäten im OSG und USG/ Prophylaktisch nach erfolgreicher konservativer oder operativer Behandlung/ zum sportlichen Wiedereinstieg oder bei speziellen Belastungen z. B. Arbeit, Gehen in unebenem Gelände

