



Künzli Ortho



Beschreibung

Stabilschuh mit einstellbarem Volumen durch Schnürung bis in den Vorfussbereich. Eignet sich speziell für die Anwendung tagsüber. Für längere Tragedauer. Andere Modelle und Schuhtzurichtungen sind möglich.

Anwendung

Konservative Behandlung von chronischen oder akuten Bandinstabilitäten im OSG und USG/ Prophylaktisch nach erfolgreicher konservativer oder operativer Behandlung/ zum sportlichen Wiedereinstieg oder bei speziellen Belastungen z. B. Arbeit, Gehen in unebenem Gelände

