



Leg Stretch / Kniestreckorthese

Beschreibung

Oberschenkelorthese aus Kunststoff oder Karbon nach Mass. Mit Einfassung der Gesässmuskulatur und Fussteil. Durch den umfassenden Einbezug der unteren Extremität und der weich gearbeiteten Fersenpartie verteilt sich der Korrekturdruck ideal auf eine grosse Fläche, so dass Druckstellen vermieden werden. Der Zug zur Kniestreckung kann über ein Federelement kontrolliert und wieder in gleicher Position fixiert werden. Die Kniestreckorthese kann so optimal eingestellt werden.

Anwendung

Streckdefizit im Kniegelenk, Kontraktur der Kniebeuger, Verkürzungskontrakturen bei Spastik

