



## Liner/Pin

### Beschreibung

US-Prothese mit Liner-System: Aufrollen eines (Liners aus Silikon, Copolymer oder PUR) direkt auf den Stumpf, Einstieg in die Prothese. Haftung der Prothese durch eine distale mechanische Anbindung. Der Silikon-Liner haftet besonders gut auf der Haut und absorbiert Scher- und Druckkräfte.

### Anwendung

Wiederherstellung der Gehfähigkeit nach Unterschenkelamputation. Erhöhte Sicherheit durch mech. Anbindung. Akustische Fixationskontrolle möglich.

