



Elektrorollstuhl Permobil M3 Corpus

permobil

M3 Corpus- Selbstsicheres Fahren

Beschreibung

Der M3 Corpus folgt den natürlichen Bewegungen Ihres Körpers und gibt Ihnen so ein stabileres und komfortableres Fahrgefühl. Der M3 überzeugt durch seine Kompaktheit und Wendigkeit. Er eignet sich dadurch für Fahrten bei engen Platzverhältnissen im Innenbereich sowie für längere Ausflüge im Freien. Mit dem umfassenden Zubehörprogramm ist der M3 in der Lage sämtlichen denkbaren Anforderungen zu entsprechen.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	42-57
Sitztiefe (von - bis) [cm]	37-57
Sitzhöhe [cm]	45
Gewicht [kg]	183
Max. Nutzergewicht [kg]	150
Geschwindigkeit [km/h]	10
Wendekreis [cm]	111
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	-10-50°
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	85-180°

Artikel	Sitztiefe (von - bis)	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
M3	37-57	Fr. 19'386

