



## Malleo Sprint

### Beschreibung

Diese Sprunggelenkorthese vom Mittelfuss bis knapp Mitte Unterschenkel reichend, bewirkt eine Dorsalextension im OSG. Durch Schnürung ist das Volumen gut einstellbar. Querverlaufende Velcrobänder verhindern die Pronation und Supination.

### Anwendung

Konservative Behandlung von chronischen oder akuten Bandinstabilitäten im OSG und USG/ Prophylaktisch nach erfolgreicher konservativer oder operativer Behandlung/ zum sportlichen Wiedereinstieg/ bei grösseren Belastungen z. B. Arbeit, Gehen in unebenem Gelände

