



## Malleoloc

### Beschreibung

Die Malleoloc Sprunggelenkschiene ist eine abnehmbare Orthese mit einer Spange aus Thermoplast, die lateral vor, medial hinter dem Malleolus anliegt. Durch die anteriorlaterale bzw. dorsomediale Lage der Schenkel wird ein Talusvorschub verhindert.

### Anwendung

Konservative Behandlung von chronischen oder akuten Bandinstabilitäten im OSG und USG Prophylaktisch nach erfolgreicher konservativer oder operativer Behandlung zum sportlichen Wiedereinstieg oder bei speziellen Belastungen z. B. Arbeit, Gehen in unebenem Gelände

