



## Malleotrain S

### Beschreibung

Bandage vom Mittelfuss bis oberhalb OSG reichend mit abschwellender Wirkung und Verbesserung der Propriozeption. Durch die massierende Wirkung der Silikonpolster und Kompression der Bandage wird das Gewebe besser durchblutet. Die Malleotrain S wirkt über den selben Mechanismus wie funktionelle Tapeverbände und ist hautschonend. Die Stärke des Zügels ist per Klettverschluss stufenlos anpassbar ohne die normalen Bewegungsebenen einzuschränken.

### Anwendung

Leichte Distorsion im Sprunggelenk/ Reizzustände im OSG Tendomyopathien/ Postoperativ zur Abschwellung/Supinationsprophylaxe, besonders bei sportlichen Aktivitäten

