



## Oberschenkel-Prothese mit Haftschaft

### Beschreibung

Der Stumpf wird aktiv mit einem Anziehstrumpf in den Schaft gezogen. Die Kraftübertragung findet über Tubersitz und Weichteile des Oberschenkels statt. Fixation der Prothese mittels Vollkontakt. Kniegelenk und Fussysteme entsprechend der Aktivität des Patienten von arretierbar über hydraulisch bis mikroprozessorgesteuert.

### Anwendung

Wiederherstellung der Gehfähigkeit nach Oberschenkelamputation

