



## Orthotech Vario Stabil Schuh

### Beschreibung

Therapieschuh mit einstellbarem Volumen durch Klettverschluss bis in den Vorfussbereich. Eignet sich speziell für die Anwendung tagsüber. Für längere Tragedauer.

### Anwendung

Dieser Therapieschuh ist speziell für die frühfunktionelle Therapie nach einer operativen und/oder konservativen Behandlung einer Achillessehnenruptur geeignet. Stabilitätshilfe bei Belastungsinsuffizienzen und Bewegungsschmerzen im Bereich von Unterschenkel und Rückfuss im Sinne eines flexiblen Arthrodesenstiefels. Nachversorgung von Frakturen und Arthrodesen im Bereich zwischen Fusswurzel und distalem Unterschenkel. Ausgleich muskulärer Funktionsschwäche (Lähmungen) im Bereich von Unterschenkel und Fuss inklusive Fersenkeile für eine Versorgung von 130 bis 100 Grad Spitzfussstellung. Der Schuh ist mit einer PU Schalensohle mit Fersenpolster ausgestattet.

