



## Postopschuh Buratto Rediab

### Beschreibung

Konfektionierter Schuh mit Sohlenversteifung, Abrollrampe, stabiler Fersenkappe und grossem Zehenraum Volumen stufenlos einstellbar Wird vorwiegend als Interimsversorgung eingesetzt Wird immer in Kombination mit Fussbettung abgegeben

### Anwendung

Schuhversorgung bei plantaren Hautproblemen insb. Polyneuropathie und Diabetes mellitus Ausgeprägte Vorfussdeformitäten

