



Proprio Fuss

Beschreibung

Der Prothesenfuss erhöht die Bodenfreiheit in der Schwunphase des Schrittes, verringert das Stolper- und Sturzrisiko und vergrössert die Sicherheit und Gangqualität. Er ermöglicht es dem Anwender sich auf die Umgebung zu konzentrieren anstatt auf das Terrain, da er ein hohes Mass an Uebereinstimmung mit verschiedenen Bodenbeschaffenheiten bietet.

Anwendung

für verschiedene Amputationshöhen der unteren Extremitäten

