



## Rumpf-Bein-Orthese beidseits

### Beschreibung

Doppelseitige Orthese mit Rumpfführung Mit sperrbarem Kniegelenk sowie mit oder ohne sperrbarem Hüftgelenk Antagonistische Steuerung des Hüftgelenkes

### Anwendung

Ausgeprägte muskuläre Insuffizienz im Becken- und Bein-bereich bds., insb. bei Spina bifida, Paraplegie, Poliomyelitis und anderen neuromuskulären Erkrankungen

