



Rumpforthese SofTec Dorso

Beschreibung

SofTec Dorso ist eine Hyperextensionsorthese des Rumpfes zur Stabilisierung des thorakolumbalen Übergangs (L2 – TH8) und zur Aufrichtung der Wirbelsäule. Carbonverstärkte Stäbe. Aufrichtende Schulter- und Zuggurte. Einer Kyphosierung wird durch die Konstruktion entgegengewirkt.

Anwendung

Leichte Destabilisierung der Lendenwirbelsäule und des thorakolumbalen Überganges durch osteolytische Tumore der Wirbelsäule, Wirbelfrakturen, Spondylodiszitis, Spondylolisthese, Spondylolyse, lumbale Spinalstenose, Lumbalsyndrom Nach lumbaler Bandscheiben-OP, Frakturprophylaxe bei Osteoporose Leichte Instabilität von LWS und thorakolumbalem Übergang

