



Smilla

Die praktische Sitzhilfe für den Alltag



Beschreibung

SMILLA fördert das aktive Sitzen und unterstützt die Entwicklung des Kindes. Durch die einstellbaren Bereiche Sitztiefe, Rückenhöhe und Unterschenkellänge wächst der Therapiestuhl mit dem Kind mit. Die Sitzhöhe ist in 3,5 cm Schritten einstellbar und ermöglicht eine Anpassung an die vorhandenen Tishhöhen. Durch das in Höhe und Tiefe einstellbare Fußbrett wird die Sitzergonomie verbessert. Der in 4 Positionen zu montierende Rücken ist im Winkel verstellbar. Durch das hölzerne Rahmenmaterial integriert sich der Stuhl als Möbelstück ins häusliche Umfeld. Individuelle Anpassung des Sitzpolsters oder der Rückenstützung sind durch den Fachhandel möglich.

Artikel	Basispreise Art. Nr. <small>inkl. MwSt.</small>
Smilla Gr.0	ab Fr. 1'657.80
Smilla Gr.1	ab Fr. 1'657.80

