



Stabilschuhe Rehab Total

Beschreibung

Stabilschuh mit einstellbarem Volumen durch Schnürung bis in den Vorfussbereich, Hinten Einstieg mit Klettverschluss. Spitzfusswinkel individuell mit Fersenkeil einstellbar. Keilhöhen: 15 & 25mm Versorgungskonzept kann bei ORTHO-TEAM Bern angefordert werden

Anwendung

Konservative oder postoperative Behandlung der Achillessehnenruptur und von schweren chronischen oder akuten Bandinstabilitäten im OSG und USG

