



Talusabstützungs - Orthese OSSA aus Silikon

Beschreibung

Stark korrigierende bis überkorrigierende Fussorthese (OSSA) aus Silikon und Fersenschrägstellung. Anwendbar in Normalschuhen mit herausnehmbarer Innensohle oder bei starken Fehlstellungen in Künzli Ortho Stabilschuhen.

Anwendung

Starker flexibler Knick-Senkfuss, insb. bei Tibialis posterior Insuffizienz bei cerebralen Bewegungsstörungen, Hypotonie und Rückfussvalgusfehlstellungen.

