



## Unloader One

### Beschreibung

Erweiterung des Gelenkspalts durch 3-Punkte-Prinzip mit zwei dynamischen Zügeln, sodass Bewegungen des Knies wieder schmerzfrei möglich sind. Der Kunde kann selber stufenlos die Dosierung der Zugkraft zur Erweiterung des Gelenkspaltes bestimmen.

### Anwendung

Die Unloader One Knieorthese wirkt effektiv bei arthrotischen Knieschmerzen und kann bei Daueranwendung eine deutliche Einschränkung der Medikamentengabe ermöglichen. Sie eignet sich sowohl für Patienten mit O-/X-Beinstellung, als auch postoperativ nach Eingriffen in der Knorpelaufbau- und Meniskus chirurgie, die eine einseitige Entlastung erfordert.

