



Abformsystem für Sitzschalen

Beschreibung

Abformsystem für Sitz- und Rückenbettungen, Sitz- und Liegeschalen mit zwei individuell gesteuerten Latexsäcken für Sitzfläche und Rücken. Die Latexsäcke ermöglichen einen exakten, individuellen Abdruck. Der Sitz- und Rückenwinkel kann stufenlos verstellt werden.

Anwendung

Anwendung: Massabnahmevorrichtung für Bettungen, Sitz- und Lagerungsschalen mit Simulationsmöglichkeit der Sitzposition.

