



Carbon Faltrollstuhl MC Veloce

Der leichteste Faltrollstuhl der Welt

Beschreibung

Der Veloce ist ein Faltrollstuhl, dessen Rahmen komplett aus Carbon gefertigt ist. Mit dem kompakten Faltsystem und der Carbontechnologie ist der Veloce der fortschrittlichste und technisch am weitesten entwickelte Rollstuhl für den aktiven Nutzer. Mit einem Gesamtgewicht von ca. 9 kg (Transportgewicht 5 kg) ist der Rollstuhl extrem leicht.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	35.5-50.7
Sitztiefe (von - bis) [cm]	35.5-50.7
Sitzhöhe [cm]	40.6-50.7
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	22-53.3
Gewicht [kg]	9
Max. Nutzergewicht [kg]	113

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

MC Veloce	ab Fr. 4'298
-----------	--------------

