



Rollstuhl Otto Bock Avantgarde XXL2

ottobock.

Extra stabiler Faltrollstuhl

Beschreibung

Der Avantgarde XXL ist speziell für besonders grosse, kräftige Menschen konzipiert. Mit Hilfe der verstärkten Sitz- und Rückenbespannung sowie dem zusätzlichen Rückenstabilisator ist man jederzeit gut positioniert und unterstützt. Die Antriebsräder sind verstärkt und vielseitig einstellbar. Ein umfangreiches Zubehör der Avantgarde-Serie steht nahezu uneingeschränkt zur Verfügung. Der Rollstuhl ist bis 180 kg belastbar.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	42-62
Sitztiefe (von - bis) [cm]	40-56
Sitzhöhe [cm]	46-53
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	30-50
Gewicht [kg]	14
Max. Nutzergewicht [kg]	180

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Avantgarde XXL

ab Fr. 5'415

