



MoBaLux Badwannen- Drehsitz

360° Drehbar

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Beschreibung

Der MoBaLux-Badwannensitz ist um 360° drehbar. Nach jeweils 90° wird der Sitz selbstständig arretiert. Die Sitzschale ist ergonomisch geformt. Das Untergestell wird auf die Badewanne aufgelegt. Die Wanne muss ein minimales Innenmass von 50 cm aufweisen.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	45
Sitztiefe (von - bis) [cm]	40
Gewicht [kg]	8
Max. Nutzergewicht [kg]	100

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

MoBaLux Badwannen- Drehsitz Edelstahl	Fr. 506	r4080103 2593
MoBaLux Badwannensitz ohne Rückenlehne	Fr. 215	r4060100 0030
MoBaLux Badwannensitz mit Rückenlehne	Fr. 245	r4060100 0031

