



# Duschrollstuhl Schuchmann Boris

Toiletten und Duschstuhl

## Beschreibung

Die anatomisch geformte und tiefgezogene Sitzschale aus PE-Kunststoff mit Rumpf- und Seitenführung bietet eine besonders hohe Sitzstabilität. Das Untergestell aus Edelstahl ist robust und pflegeleicht. Die Sitzschale ist zur Anpassung an bauliche Gegebenheiten höhenverstellbar. Der Sitzwinkel ist über eine Gasdruckfeder stufenlos von  $-5^{\circ}$  bis  $30^{\circ}$  verstellbar.

## Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	31-51
Sitzhöhe [cm]	42-55
Sitztiefe (von - bis) [cm]	31-48
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	49-65
Max. Nutzergewicht [kg]	60-150
Gesamtbreite [cm]	53-72

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Boris Gr.0	ab Fr. 3'220
Boris Gr.1	ab Fr. 3'220
Boris Gr.2	ab Fr. 3'328
Boris Gr.3	ab Fr. 3'328
Boris Gr.4	ab Fr. 3'549

