



Therapie und Arbeitsstuhl Boxer

Einfach genial funktionell

Beschreibung

Der Doge Boxer ist ein komplett ausgereifter Therapie- und Arbeitsstuhl, der sich durch seine Funktionalität und seinen Sitzkomfort auszeichnet. Alle Funktionen und Einstellungen lassen sich sehr einfach bedienen. Der Boxer ist in 3 verschiedenen Varianten (manuelle oder elektrische Höhenverstellung und XXL) und mit einem elektrischen Fahruntergestell (Boxer Midwheel) erhältlich. Es stehen verschiedene Sitzpolster und Farboptionen zur Auswahl. Für höchste Ansprüche an die Bedienerfreundlichkeit kann der Boxer mit elektrischen Feststellbremsen ausgerüstet und der Sitzhub um 8 cm erhöht werden.

Technische Daten

Sitzhöhe [cm]	38-58
Sitzbreite (von - bis) [cm]	40-55
Sitztiefe (von - bis) [cm]	40-51
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	75-120
Max. Nutzergewicht [kg]	135-300

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Boxer (Sitzverstellung elektrisch)	ab Fr. 2'980 Bo+e
Boxer MAG4 (Sitzverstellung manuell)	ab Fr. 1'598 Bo+4
Boxer Plus (Sitzverstellung elektrisch)	ab Fr. 7'410 Bo+p



