



## Vorspannrad Cross Wheel 2

ORTHO TEAM

Das beliebte fünfte Rad

### Beschreibung

Mit dem Rollstuhl mühelos über Stock und Stein, Schnee und Schotter: Das vom Ortho- Team, in Zusammenarbeit mit Betroffenen, konstruierte Cross Wheel 2 macht es möglich. Durch das Anheben der Vorderräder wird das lästige Steckenbleiben verunmöglicht. Die Manövrierbarkeit des «fünften Rades» verbannet übermässigen Krafteinsatz in die Vergangenheit und gewährleistet freie Fahrt auf jeglichem Gelände. Dies eröffnet Betroffenen damit bisher unerreichbare Ausflugsziele. Zudem erlaubt die unkomplizierte Handhabung einen breiten Einsatz und stellt die Alltagstauglichkeit sicher. Für die Montage des Cross Wheel 2 Rades sind Rollstühle mit höhenverstellbaren Stossgriffen oder Stossbügel ideal. Es kann an Fold- und Fixrahmen-Rollstühle sowie Rollstühle mit Sitzkantelung adaptiert werden.

### Technische Daten

Grösse Antriebsräder ["]	12
Gesamtlänge [cm]	einstellbar
Gesamthöhe [cm]	einstellbar

### Artikel

### Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Cross Wheel 2 Rad ohne Anbau	Fr. 1'490	r4090200 0736
------------------------------------	-----------	------------------

