



## Varilite Deep Back Rücken

Rückensystem für Rollstühle



### Beschreibung

Vollkommene Thorax Abdeckung und tiefes seitliches Stützen, ideal für Rollstuhlfahrer/-innen mit maximalem Stützbedarf. Die Tiefe des Rückenteils bietet Rollstuhlfahrer/-innen mit geringer Beherrschung des Rumpfs eine gute seitliche Stütze. Kopfstützen und weitere Haltevorrichtungen können sehr einfach an der Aluminiumschale befestigt werden.

### Technische Daten

Gesamtbreite [cm]	32/36/39/41/44/50
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	43-60
Sitzbreite (von - bis) [cm]	35-50

