



Rollstuhl Meyra Eurochair Vario Hemi

Tiefsitzer

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Beschreibung

Der Eurochair Hemi ist auf dem Leichtgewichts- Rollstuhl Vario 1.750 aufgebaut und ist abgestuft in den Sitzbreiten 38–53 cm erhältlich. Mit dem 2-in-1-System kann die Sitzbreite mit wenigen Handgriffen um 3 cm erweitert werden. Durch spezielle Lenkgabelaufnahmen mit seitlicher Distanzierung und dem Varioblock lassen sich Sitzhöhen bis minimal 39 cm einstellen.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	38-53
Sitztiefe (von - bis) [cm]	40-46
Sitzhöhe [cm]	39-43
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	40-44
Gewicht [kg]	16
Max. Nutzergewicht [kg]	120

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Eurochair Vario Hemi	ab Fr. 1'922 1.740
-------------------------	--------------------

