



Rollstuhl Meyra Eurochair Vario XXL

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Extra stabiler Faltrollstuhl

Beschreibung

Durch den gezielten Einsatz von Verstärkungselementen, starren Rahmenverbindungen und einer Doppelkreuzstrebe ist der Vario XXL 1.760 aus der EC-Vario-Familie bis auf eine maximale Zuladung von 200 kg ausgelegt. Der Rollstuhl ist abgestuft in den Sitzbreiten 50–65 cm erhältlich.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	50-65
Sitztiefe (von - bis) [cm]	43-46
Sitzhöhe [cm]	43-51.5
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	42-44
Gewicht [kg]	16
Max. Nutzergewicht [kg]	200

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

Eurochair Vario XXL	ab Fr. 2'222 1.760
------------------------	--------------------

