



## Armunterstützung Edero

### Beschreibung

Die Armon Edero ist eine Armunterstützung, eigens entwickelt für Menschen, die wenig Muskelkraft haben oder ihre Muskelkraft nicht lange benutzen oder belasten können. Durch ein Feder-Kompensationssystem übernimmt Edero das totale Gewicht des Armes. Der Edero folgt den natürlichen Bewegungen des Benutzers. So kann der Arm auf einfache Weise in alle Richtungen bewegt werden.

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
Edero Armunterstützung	ab Fr. 3'775

