



Zusatzantrieb Alber E-Fix E35

Elektrorantrieb für Rollstühle

Beschreibung

Der E-Fix E35 ist so anpassungsfähig, dass er an die allermeisten Rollstuhlmodelle adaptiert werden kann. Dazu gehören auch Pflege- und Lagerungsstühle, Sitzschalensysteme und Aufstehstühle. So muss niemand auf seinen optimal angepassten Rollstuhl verzichten. Die Elektromotoren befinden sich in den Radnaben der Antriebsräder. Das handliche Bediengerät wird in Verlängerung der Armlehne angebracht und ist stufenlos einstellbar. Der leichte Akku- Pack wird einfach unter der Sitzfläche eingehängt. Die Reichweite des Akkus beträgt bis zu 16 km. Mit Hilfe des Automatik-Schnellladegerätes kann er in kürzester Zeit wieder aufgeladen werden.

Technische Daten

Geschwindigkeit [km/h]	6
Gewicht [kg]	18.9
Reichweite [km]	16

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

E-Fix e35	ab Fr. 9'559
-----------	--------------

