



## Zusatzantrieb Alber E-Motion M25

### Aktivantrieb für Rollstühle

#### Beschreibung

Unauffällige Elektromotoren in den Radnaben sorgen beim E-Motion M15 für das Plus an Schubkraft. Dabei genügt das einfache Betätigen der Greifreifen, um sich mit wenig Kraftaufwand fortzubewegen. Sensoren ermitteln automatisch Kraftbedarf und Dauer der Unterstützung. Die Fahreigenschaften passen sich dabei dynamisch an. Bei der Fahrt auf Steigungen wird die Motorenenergie automatisch länger zur Verfügung gestellt – das spart Kraft und erhöht die Sicherheit. Besonders bergauf oder beim Überwinden von Bordsteinen kommen die Stärken von E-Motion voll zum Tragen. Auch bergab hilft E-Motion: Ein leichtes Verzögern der Greifreifen genügt, und die elektrische Servobremse verlangsamt sicher und wirkungsvoll die Fahrt.

#### Technische Daten

Gewicht [kg]	24
Geschwindigkeit [km/h]	6
Reichweite [km]	25

#### Artikel

#### Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

E-Motion M15	ab Fr. 10'414
--------------	---------------

