



Foot-Up Fussheberbandage

Beschreibung

Die Bandage unterstützt die Fusshebung und erhält die vorhandene Muskulatur. Sie besteht aus einer Knöchelmanschette, einer Einlage in der Schnurung des Schuhwerkes, sowie einem Elastikband. Sie ist nur in Schnürschuhen einsetzbar. Optional kann die Bandage durch eine Vorfussmanschette erweitert werden. Somit ist ein Laufen ohne Schuh möglich (Foot-Up Barfuss).

Anwendung

Anwendung bei leichten Fussheberpareesen nach Schlaganfall/ neurologischen Erkrankungen; auch bei Ermüdungspareesen

