



Fussbettung nach CAD / Gipsmodell (Health-fit)

Beschreibung

Weichbettung nach Mass für Schuhe mit viel Platz. Sandwichbauweise in Tiefziehtechnik mit verschieden weichen Materialien. Shore-Härte 15-40.

Anwendung

Weichbettungen für ausgeprägte Fussprobleme, insb. zur Vermeidung von Überlastung der Fusssohle, bei rigiden Fussstrukturen, USG/OSG Arthrodesen, Polyarthritiden und Diabetes.

