



Rollator Mobilex Gepard

Das Leichtgewicht dank Carbon

Beschreibung

Der Gepard ist Dank der Rahmenkonstruktion aus Kohlefaser nur 5.5kg schwer. Die gesamte Struktur ist sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität gekoppelt mit einer extremen Leistungsfähigkeit. Standardmässig ist der Gepard mit einer Transportsicherung, einem Sitz sowie Stockhalter ausgerüstet. Neu ist der Gepard in einer HD Version (Sitzbreite 55/200kg Belastung) verfügbar.

Technische Daten

Gesamtbreite [cm]	68
Gesamtlänge [cm]	66
Sitzhöhe [cm]	62
Sitzbreite (von - bis) [cm]	46
Gewicht [kg]	5.5
Max. Nutzergewicht [kg]	200

Artikel	Basispreise inkl. MwSt.	Art. Nr.
Gepard	Fr. 590	MX31240 0
Gepard HD	Fr. 670	MX31236 0
Gepard S	Fr. 590	MX31245 0

