



Pflegerollstuhl HD Balance



Der multifunktionale Spezialrollstuhl

Beschreibung

Durch die vielfältigen Verstellmöglichkeiten können von einer Ruhestellung bis zu einem aktiven Sitzen alle vorstellbaren Haltungspositionen eingestellt werden. Der Mobiflex HD Balance besticht mit seiner einfachen und zweckmässigen Handhabung. Durch den extrem kurzen Abstand zwischen den Lenk- und den Antriebsrädern und der kompakten Bauweise ist der Rollstuhl sehr wendig. Die sehr breite und grosszügige Grundausstattung wird von einer flexiblen Auswahl von Zubehörteilen abgerundet.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	38-50
Sitztiefe (von - bis) [cm]	40-43
Sitzhöhe [cm]	52
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	52-59
Gewicht [kg]	29
Max. Nutzergewicht [kg]	135

Artikel	Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.
HD Balance	ab Fr. 5'238

