



# Rollstuhl Meyra Hurricane Alltag

**MEYRA®**  
Wir bewegen Menschen.

Ein Präzisionsgerät für den Alltag

## Beschreibung

Jeder Hurricane ist ein Unikat. Hurricane- Technologie ist exakte Massarbeit, jedes Mass wird auf den Zentimeter oder Grad genau angepasst. Durch seine kompakte und stabile Bauweise ist dieser Rollstuhl der ideale Begleiter bei höchsten Ansprüchen in punkto Wendigkeit und Verschleiss.

## Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	nach Mass
Sitztiefe (von - bis) [cm]	nach Mass
Sitzhöhe [cm]	bis 23cm
Rückenhöhe (von - bis) [cm]	ab 22cm
Gewicht [kg]	8.9
Max. Nutzergewicht [kg]	120

## Artikel

**Basispreise Art. Nr.**  
inkl. MwSt.

Hurricane Alltag	ab Fr. 6'255 1.880A
------------------	---------------------

