



Elektrorollstuhl Meyra iChair MC Basic

Einfach Zuverlässig

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Beschreibung

Der iChair MC Basic ist ein wendiger und zuverlässiger Elektrorollstuhl für den Innen- und Aussenbereich. Durch das kompakte Fahrwerk und die integrierten Anti-Kipprollen wird die Nutzung in engen Räumen erleichtert.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	38-65
Sitztiefe (von - bis) [cm]	40-56
Sitzhöhe [cm]	44-50
Gewicht [kg]	100
Max. Nutzergewicht [kg]	120
Geschwindigkeit [km/h]	6
Wendekreis [cm]	100
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	0 bis +10°
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	-10 bis + 30°

Artikel

Basispreise Art. Nr.
inkl. MwSt.

iChair MC1	Fr. 4'987
------------	-----------

