



Elektrorollstuhl Meyra iChair MC2

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Der variable Allrounder

Beschreibung

Chair MC2, ein wendiger und zuverlässiger Elektrorollstuhl für den Aussen- und Innenbereich. Durch die verstärkte Bauweise des Rahmens ist der Rollstuhl für Benutzer bis 160 kg zugelassen. Durch eine gute Hinterradfederung wird ein angenehmes Langzeitsitzen ermöglicht.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	38-65
Sitztiefe (von - bis) [cm]	40-56
Sitzhöhe [cm]	44-65
Gewicht [kg]	100
Max. Nutzergewicht [kg]	160
Geschwindigkeit [km/h]	6/10
Wendekreis [cm]	84
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	-2 bis + 26°
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	-10 bis 50°

Artikel

Basispreise Art. Nr. inkl. MwSt.

iChair MC2	ab Fr. 11'750
------------	---------------

