



Elektrorollstuhl Meyra iChair MC3

MEYRA[®]
Wir bewegen Menschen.

Der ideale Fahrkomfort für lange Strecken

Beschreibung

Der MC3 erweist sich als komfortabler Begleiter für lange Strecken – vor allem durch seine serienmässige Allradfederung und die standardmässig grosse Bereifung ist ein optimaler Fahrkomfort garantiert. Der stabile Sitzhub von 30 cm unterstützt die Selbständigkeit im Alltag und die soziale Integration des Benutzers. Die vielfältige und grosszügige Grundausstattung wird durch eine moderne Farbauswahl und ein breites Zubehörsortiment abgerundet.

Technische Daten

Sitzbreite (von - bis) [cm]	38-65
Sitztiefe (von - bis) [cm]	40-56
Sitzhöhe [cm]	46-67
Gewicht [kg]	108
Max. Nutzergewicht [kg]	160
Geschwindigkeit [km/h]	6/10
Wendekreis [cm]	90
Sitzwinkelverstellung (von-bis)	-2 bis +33°
Rückenwinkelverstellung (von-bis)	-10 bis +50°

Artikel

Basispreise Art. Nr.
inkl. MwSt.

iChair MC3	ab Fr. 13'333
------------	---------------

